

Thông tin chung	
FiO2:	21 - 100
Lưu lượng:	1 - 20 L/minute
Thể tích:	0.01 - 2.0 L
PEEP / CPAP:	0 - 10 cm H2O

Màn hình hiển thị các thông số	Những đặc điểm khác
Cài đặt nhiệt độ	Cảm biến nhiệt độ môi trường xung quanh
Cài đặt nguồn làm ấm	Đầu ra SSR
Cài đặt lưu lượng Oxy / khí	Các thanh nhiệt có điện áp thấp
Điều chỉnh FiO2	Bình trộn khí có tuổi thọ cao
Chỉ dẫn nguồn	Mạch ống dẫn khí bằng nhựa silicon tái sử dụng
Nhiệt độ cảm biến	Điều khiển nhiệt độ PID với các đặc tính an toàn cao
Mức nguồn độ ẩm	
Cảm biến kết nối	
Màn hình hiển thị LCD với các thông tin chẩn đoán và khắc phục sự cố	

Kích thước	Trọng lượng
Chiều cao: 140 cm	Trọng lượng sản phẩm: 15 kg
Chiều rộng: 43 cm	Trọng lượng đóng gói: 20 kg

Yêu cầu
Yêu cầu về nguồn điện:
Nguồn AC: 220V AC 10%, 47 - 63 Hz Tối đa 210 watt

Yêu cầu về khí:
Máy trộn khí được tùy chọn HOẶC
Không khí: 0.1 - 90 psi (50 0.1 - 90 psi (50 +- 10 nominal)
Khí Oxy: 0.1 - 90 psi (50 0.1 - 90 psi (50 +- 10 nominal)

Yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng:
ISO 13485: 2003; IEC601 - 1 / tương đương



TÌM KIẾM GIẢI PHÁP TỐT NHẤT CHO BẠN
Giải pháp công nghệ phù hợp trong y tế

ISO 13485: 2003

Để biết thêm thông tin hoặc đặt hàng, hãy liên hệ với chúng tôi theo:

E-mail: assistance@mtts-asia.com
Điện thoại: +84 43766 6521
Website: <http://mtts-asia.com>
Địa chỉ: Số 26 Ngõ 41 An Dương Vương
Phú Thượng, Tây Hồ
Hà Nội

Nhà phân phối:



MTTS CPAP

Đơn giản, hiệu quả và dễ sử dụng.
Máy trợ thở CPAP dùng cho bệnh nhân sơ sinh




Các đặc điểm quan trọng

- Hệ thống 100% tái sử dụng
- Chi phí hiệu quả
- Thân thiện với người dùng
- Dây dẫn khí vào bình tạo áp lực
- Có video và sách hướng dẫn sử dụng
- Dễ lắp đặt và bảo trì

Các chi tiết kỹ thuật:

- Khả năng lưu lượng khí lên đến 20 lít (10 L/phút không khí, 10 L/phút khí Oxy)
- Đầu cắm 3 chân tiếp đất an toàn
- Cảm biến nhiệt độ kỹ thuật số để việc kiểm soát nhiệt độ được chính xác.



Máy trợ thở CPAP dùng tại bệnh viện để điều trị cho trẻ sơ sinh và bệnh nhi mắc bệnh suy hô hấp cấp

Hệ thống máy CPAP bao gồm:

- Bình làm ẩm
 - Dây cảm biến nhiệt
 - Bình áp lực
 - Bộ trộn khí
- (Có thể dùng với bất kỳ áp lực khí nào)

Thông tin đặt hàng và dịch vụ

Sản phẩm chính	Số đặt hàng sản phẩm
Sản phẩm CPAP	CP3-1000
Phụ kiện và vật tư tiêu hao	Số đặt hàng sản phẩm
Chậu rửa	CP3-1010
Viên tiết trùng	CP3-1011
Máy nén khí	CP3-1020
Bộ lọc máy nén khí	CP3-1021
Màng máy nén khí	CP3-1022
Chai làm ẩm	CP3-1031
Chai áp lực	CP3-1032
Dây nhiệt	CP3-1040
Ống dây silicon	CP3-1050
Gọng mũi đôi cannula – cỡ 0	CP3-1060
Gọng mũi đôi cannula – cỡ 1	CP3-1061
Gọng mũi đôi cannula – cỡ 2	CP3-1062
Hướng dẫn sử dụng (Tiếng Việt)	CP3-1071
Bảo hành	
Tiêu chuẩn bảo hành :	1 năm
Theo chính sách của MTTs	