

Wallaby 
warmer

LifeKit by **MTTS**



WALLABY

Một thiết bị ngăn ngừa và điều trị hiệu quả tình trạng hạ thân nhiệt



Tổng quan

- Nhiệt độ được điều chỉnh từ xa và cảm biến đối tượng, cho phép bảo vệ bệnh nhân hoàn toàn khỏi quá nhiệt nếu cảm biến da tiêu chuẩn bị ngắt hoặc lỗi
- Giường có thể điều chỉnh góc (lên đến 12°).
- Có thể điều chỉnh máng trên để phù hợp với quá trình chụp X-quang

Cảm biến đo nhiệt độ bệnh nhân

- Cảm biến nhẹ tái sử dụng – kiểu băng
- Cảm biến nhẹ tái sử dụng – kiểu đai

Màn hình hiển thị / chỉ số

- Màn hình LCD sáng giúp theo dõi nhiệt độ bệnh nhân, thời gian điều trị, tổng thời gian sử dụng, mức nhiệt ở thanh sườn và sự kết nối cảm biến.
- Được dựng lên trong bộ đếm thời gian APGAR
- Màn hình LCD hiển thị các thông tin chẩn đoán và hướng dẫn điều trị
- Bộ đếm tổng thời gian sử dụng của hệ thống (vòng đời)

An toàn

- Lỗi thanh sườn
- Lỗi cảm biến
- Lỗi nguồn điện
- Cảm biến không được nối với bệnh nhân

Phụ tùng

- Cột Truyền
- Kệ
- Ngăn Kéo
- Giá đựng bình Oxy



Kích thước và cân nặng

Kích thước toàn bộ hệ thống	64 cm x 54 cm x 185 cm
Kích thước đóng thùng	60 cm x 100 cm x 60 cm
Trọng lượng thực	64 kg
Trọng lượng vận chuyển	76 kg

Thông số kỹ thuật hoạt động

Ứng dụng	Điều trị và ngăn chặn hạ thân nhiệt ở trẻ sơ sinh và trẻ nhi
Thanh sườn	Loại: Bức xạ Công suất: 450W
Thông tin đèn	Loại: LED Công suất 3W

Nhiệt độ

Hoạt động	19.0°C to 40.0°C
Bệnh nhân	34.0°C to 37.5°C

Màn hình hiển thị / chỉ số

Cài đặt nhiệt độ	Tổng thời gian sử dụng
Nhiệt độ bệnh nhân	Mức nhiệt thanh sườn
Cảnh báo nhiệt độ	Đã kết nối với cảm biến
Thời gian điều trị	Chỉ số về nguồn điện
Bộ đếm thời gian APGAR	

Các đặc điểm khác

- Có thể điều chỉnh máng trên để phù hợp với quá trình chụp X-quang
- Khay để phim X-quang
- Giường có thể điều chỉnh góc (lên đến 12°).
- Kệ để giám sát thiết bị

Các yêu cầu

Yêu cầu về nguồn điện	Điện áp: 220V AC 10% Tần số: 47 - 63 Hz Công suất: Cực đại 650W
Yêu cầu về chứng nhận	EN ISO 13485: 2012, EN 60601-1:2006/AC2010 EN 60601-1-2:2007/AC2010, EN 60601-6:2010 IEC 60601-2-21: 2003

Thông tin đặt hàng và dịch vụ

HỆ THỐNG CHÍNH	MÃ SỐ ĐẶT HÀNG
Giường sườn	WLB-1000 Hệ thống chính
PHỤ TÙNG	MÃ SỐ ĐẶT HÀNG
Cảm biến da – loại băng	WLB-1011
Sticky tape for skin sensor (100)	WLB-1013
Đệm	WLB-1020
Cột Truyền	WLB-1030
Kệ	WLB-1040
Ngăn Kéo	WLB-1050
Giá đựng bình Oxy	WLB-1060
Mũ em bé	WLB-1070
Kẹp bệnh án	WLB-1080

BẢO HÀNH

Standard Warranty	1 năm	Theo chính sách bảo hành của MTTS
-------------------	-------	-----------------------------------



CÔNG TY TNHH CHUYÊN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ
Được chứng nhận ISO 13485:2016

@ info@mtts-asia.com

http://mtts-asia.com

☎ 024 3766 6521

📍 Số 26 ngõ 41 đường An Dương Vương
Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ
Hà Nội, Việt Nam

Nhà phân phối