

Thông tin chung	
Model:	V3000 (3.XX)
Cường độ bước sóng :	20 $\mu\text{W}.\text{cm}^{-2}.\text{nm}^{-1}$ @ 40cm
Cường độ bước sóng: (Tăng cường)	40 $\mu\text{W}.\text{cm}^{-2}.\text{nm}^{-1}$ @ 40cm
Đỉnh bước sóng:	450 - 455 nm
Phần da được chiếu:	75%
Màn hình hiển thị các thông số	
Thời gian điều trị	
Tổng thời gian sử dụng (Tuổi thọ)	
Tổng thời gian sử dụng chế độ tăng cường (Tuổi thọ)	
Yêu cầu	
Yêu cầu về nguồn điện:	
Nguồn AC: 220V AC 10%, 47 - 63 Hz	Tối đa 40 watt
Yêu cầu về khí:	
Không có	
Yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng:	
ISO 13485: 2003; IEC 60601-2-50-2003	
Kích thước và trọng lượng	
Chiều cao: 182 cm	Chiều rộng: 84cm
Cân nặng: 23 kg	Trọng lượng đóng gói: 30kg
Đặc điểm về điện	
Chân cắm 3 chân một chân tiếp đất an toàn	
Cầu chì bảo vệ điện	
Màn hình hiển thị LED	
Người dùng có thể lựa chọn chế độ hoạt động “tăng cường” hoặc “tiêu chuẩn”	
Đặc điểm khác	
Tương thích với giường sưởi của MTTS	



TÌM KIẾM GIẢI PHÁP TỐT NHẤT CHO BẠN
Giải pháp công nghệ phù hợp trong y tế

ISO 13485: 2003

Để biết thêm thông tin hoặc đặt hàng, hãy liên hệ
với chúng tôi theo:

E-mail: assistance@mtts-asia.com
Điện thoại: +84 43766 6521
Website: http://mtts-asia.com
Địa chỉ: Số 26 Ngõ 41 An Dương Vương
Phú Thượng, Tây Hồ
Hà Nội

Nhà phân phối:



MTTS Phototherapy V3000
Đèn chiếu vàng da V3000 MTTS
Đèn chiếu LED điều trị bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh



Những đặc điểm quan trọng

- Đèn đèn LED 42 bóng công suất cao hiệu Philips LUXEON®
- Tiết kiệm điện năng
- Dùng quang phổ ánh sáng điều trị vàng da là tối ưu nhất
- Đỉnh quang phổ ánh sáng 450 đến 455 nm
- Bước sóng ánh sáng


Tiêu chuẩn: 20 $\mu\text{W}.\text{cm}^{-2}.\text{nm}^{-1}$ tại 40cm

Tăng cường: 40 $\mu\text{W}.\text{cm}^{-2}.\text{nm}^{-1}$ tại 40cm


- Phần da được chiếu: 75% của cơ thể
- Có video và sách hướng dẫn sử dụng
- Tuổi thọ: Xấp xỉ 50.000 giờ
- Độ cao có thể điều chỉnh



Đèn chiếu vàng da y tế chất lượng dành cho điều trị vàng da sơ sinh



Đặc điểm thiết kế góc cạnh duy nhất ở V3000 đảm bảo da được chiếu ở mức tối đa



Một mặt cắt ngang của đèn chiếu V3000 cho thấy đèn Philips Luxeon LED công suất cao được đặt sao cho bệnh nhân nhận được hiệu quả chiếu đèn trên 75% bề mặt da.

Thông tin đặt hàng và dịch vụ

Sản phẩm chính	Số đặt hàng sản phẩm	
Sản phẩm PT V3000	PT3-1000	Sản phẩm chính
Phụ kiện	Số đặt hàng sản phẩm	
Băng mắt (S)	PT3-1011	cỡ nhỏ
Băng mắt (M)	PT3-1012	cỡ vừa
Băng mắt (L)	PT3-1013	cỡ lớn
Rèm che	PT3-1020	
Đồng hồ đo bước sóng đèn chiếu	PT3-1030	
Hướng dẫn sử dụng	PT3-1041	Tiếng Việt
Bảo hành		
Tiêu chuẩn bảo hành: 1 năm (Theo chính sách của MTTTS)		

