

Beluga 
resuscitator

LifeKit by **MTTS**




BELUGA

Bộ hồi sức sơ sinh chữ T-Beluga dễ dàng sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp, NICU và di chuyển bệnh nhân



Tổng quan

- Di động
- Tích hợp Pin
- Máy nén khí tích hợp
- Theo dõi ô xy
- Màn hình cảm ứng dễ sử dụng
- PIP và PEEP được điều khiển ổn định chính xác
- Không phụ thuộc máy nén khí bên ngoài
- Di động



Kích thước và Trọng lượng

Kích thước đơn vị (Tổng thể)	20 cm x 22 cm x 10 cm
Kích thước vận chuyển (Đóng hộp)	30 cm x 25 cm x 15 cm
Trọng lượng	1.5 kg
Tổng trọng lượng	2.0 kg

Thông số kỹ thuật hoạt động

Đặc điểm về nguồn	100 - 240 VAC, 50-60 Hz
Độ chính xác của áp lực	± 0.5 cm H ₂ O
Áp lực đường thở đỉnh	5 - 50 cm H ₂ O
Áp lực dương cuối kỳ thở ra	1 - 20 cm H ₂ O
Nồng độ ô xy điều chỉnh	21 - 100%
Máy nén khí tích hợp	Quạt thổi
Kích thước đơn vị (Tổng thể)	Li-ion, 12V-4000mAh

Thông số về môi trường

Vận hành	Nhiệt độ: 0°C to +40°C Độ ẩm: 0% to 90% RH không ngưng tụ
Vận chuyển và Bảo quản	Nhiệt độ: -20°C to +60°C Độ ẩm: 0% to 90% RH không ngưng tụ

Tiêu chuẩn

EN 60601-1:2006/A1:2013
EN 60601-1-2:2015

Thông tin đặt hàng và dịch vụ

MÁY CHÍNH	MÃ SỐ
Bộ hồi sức sơ sinh	RES-10000
Dây Silicon dùng nhiều lần	RES-10011
Van Peep và đầu chữ T dùng một lần	RES-10012
Bộ dây thở Beluga (dùng 1 lần)*	RES-10020
Mặt nạ silicon size S (42mm)	RES-10030
Mặt nạ silicon size M (50mm)	RES-10031
Dây kết nối Oxy	RES-10040
Túi đựng Beluga	RES-10050
Cáp nguồn 12V*	COR-10006
*Chọn thêm	

BẢO HÀNH

Bảo hành tiêu chuẩn 1 năm Theo chính sách của MTTTS

MTTS

CÔNG TY TNHH CHUYÊN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ
CHỨNG NHẬN ISO 13485:2016

Thông tin chi tiết và cách đặt hàng, xem tại:

@ info@mtts-asia.com

www http://mtts-asia.com

☎ 024 37 666 521

📍 Số 26 ngõ 41 Đường An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Nhà phân phối: