

Wallaby 
Infant bed

LifeKit by **MTTS**



WALLABY Infant Bed

Giường dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhi



Tổng quan

- Thích hợp cho bệnh nhân nhi và trẻ sơ sinh
- Tương thích với đèn chiếu vàng da của MTTTS
- Chất liệu thép sơn tĩnh điện, nhựa.

1. Nôi

- Nhựa trong dễ dàng quan sát bệnh nhân
- Cạnh mềm, dễ dàng tháo lắp khi cần làm thủ thuật
- Bề mặt nhẵn để lau chùi

2. Đệm

- Chất liệu không thấm nước
- Vỏ bọc ngoài: Vải Simili giả da, không mùi phù hợp trong y tế.

3. Thân

- Chất liệu thép sơn tĩnh điện, nhựa.
- Nhỏ gọn, thiết kế thông minh, có thể thay đổi góc nghiêng

4. Đế

- Đế thép dập khuôn, sơn tĩnh điện chắc chắn
- Bánh xe xoay 360 độ có khóa chống trượt



Kích thước và cân nặng

Kích thước toàn bộ hệ thống	78 cm x 47 cm x 115 cm
Kích thước đóng thùng	37 cm x 120 cm x 80 cm
Trọng lượng thực	45 kg
Trọng lượng vận chuyển	50kg

Thông tin đặt hàng và dịch vụ

CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN

HỆ THỐNG CHÍNH	MÃ SỐ	SỐ LƯỢNG
Giường sưởi	IBD1000	01

PHỤ TÙNG

Đệm	WLB-1020	01
Bánh xe		04
Mica thành giường (dài)		02
Mica thành giường (ngắn)		02
Khay đựng phim X-quang		01

MTTS

CÔNG TY TNHH CHUYÊN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ
Được chứng nhận ISO 13485:2016

@ info@mtts-asia.com

www http://mtts-asia.com

☎ 024 3766 6521

📍 Số 26 ngõ 41 đường An Dương Vương
Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ
Hà Nội, Việt Nam

Nhà phân phối

BẢO HÀNH

Standard Warranty 1 năm Theo chính sách bảo hành của MTTTS