

Impala 
ventilator

LifeKit by 



IMPALA

Ventilateur portable pour les patients néonataux, pédiatriques et adultes adapté pour ambulances et services de soins intensifs

Vue d'ensemble

- Portable
- Convient aux urgences ou aux services de soins intensifs
- Batterie intégrée - 3 heures de sauvegarde
- Mixeur intégré
- Surveillance FIO2
- Écran tactile facile à utiliser
- Modes ACV, SIMV et CPAP
- PIP cible contrôlée et PEEP cohérent
- Aucune restriction de temps d'utilisation en raison de la limitation du réservoir de gaz



Dimensions et Poids

Dimensions unité	20 cm x 22 cm x 20 cm
Dimensions pour expédition (boite)	30 cm x 25 cm x 30 cm
Poids net	3 kg
Poids expédition	4 kg

Spécifications de performance

Caractéristiques Electrique	100 - 240 VAC, 50-60 Hz
Compresseur d'air intégré	Ventilateur
Concentration d'oxygène délivrée	21 - 100%
Batterie	Li-ion, 12V-6000mAh
Modes de ventilation	ACVCV, AC-PCV, SIMV-VC, SIMV-PV, VCV/ PS, PCV/PS, CPAP, BiPAP
Fréquence respiratoire	Adulte: 5 - 40 bpm Néonatal / pédiatrique: 5 - 120 bpm
Temps d'inspiration	Adulte: 0.1 - 6 s Néonatal / pédiatrique: 0.4 - 6 s
Volume courant	Adulte: 5 - 800 ml Néonatal / pédiatrique: 5 - 300 ml
PIP	2 - 40 cm H ₂ O
Limitation de pression	4 - 45 cm H ₂ O
PEEP	0 - 25 cm H ₂ O

Caractéristiques Environnementales

Operation	Température Ambiante: 0°C to +40°C Humidité: 0% à 90% RH sans condensation
Transport et stockage	Température Ambiante: -20°C to +60°C Humidité: 0% à 90% RH sans condensation

Normes

EN 60601-1:2006/A1:2013
EN 60601-1-2:2015

Informations pour les commandes

U NITE PRINCIPALE	NO COMMANDE
MTTS Ventilateur Impala	VEN-10000
Tube réutilisable	RES-10011
Vanne PEEP à usage unique avec pièce en T*	RES-10012
Circuit en T à usage unique*	RES-10020
Circuit réutilisable - adulte	VEN-10030
Circuit à usage unique - adulte	VEN-10040
Filtre HME à usage unique	VEN-10050
Filtre HEPA à usage unique	VEN-10051
Masque en silicone - taille S (42 mm)*	RES-10061
Masque en silicone - taille M (50 mm)*	RES-10062
Masque en silicone - taille 3	VEN-10063
Masque en silicone - taille 4	VEN-10064
Masque en silicone - taille 5	VEN-10065
Tuyau d'oxygène avec connecteur DISS 1240	VEN-10070
*Optionnel	

GARANTIE

Garantie Standard	1 an	Sous réserve des conditions de garanties de MTTs
-------------------	------	--

MTTS

MEDICAL TECHNOLOGY TRANSFER AND SERVICES Co., LTD
ISO 13485: 2016 Certified Company

Pour plus d'informations ou pour toutes commandes contactez-nous à :

@ info@mtts-asia.com

www http://mtts-asia.com

+84 224 37 666 521

No 26, Lane 41 An Duong Vuong Street
Phu Thuong Ward, Tay Ho District
Hanoi, Vietnam

Distributeur: