




IMPALA

Ventilateur compact adapté aux ambulances et aux services de soins intensifs




Vue d'ensemble

- Portable
- Convient aux urgences ou aux services de soins intensifs
- Batterie intégrée - 4 heures de sauvegarde
- Mixeur intégré
- Surveillance FIO₂
- Écran tactile facile à utiliser
- Modes ACV, SIMV et CPAP
- PIP cible contrôlée et PEEP cohérent
- Aucune restriction de temps d'utilisation en raison de la limitation du réservoir de gaz

Circuits respiratoires réutilisables disponibles



Panneau de contrôle convivial



Dimensions et Poids (hors support)

Dimensions unité	20 cm x 22 cm x 20 cm
Dimensions pour expédition (boite)	30 cm x 25 cm x 30 cm
Poids net	3 kg
Poids expédition	4 kg

Spécifications de performance

Caractéristiques Electrique	100 - 240 VAC, 50-60 Hz
Compresseur d'air intégré	Ventilateur
Concentration d'oxygène délivrée	21 - 100%
Batterie	Li-ion, 12V-6000mAh
Modes de ventilation	ACVCV, AC-PCV, SIMV-VC, SIMV-PV, VCV/PS, PCV/PS, CPAP, BiPAP
Fréquence respiratoire	Adulte: 5 - 40 bpm Néonatal / pédiatrique: 5 - 120 bpm
Temps d'inspiration	Adulte: 0.1 - 6 s Néonatal / pédiatrique: 0.4 - 6 s
Volume courant	Adulte: 5 - 800 ml Néonatal / pédiatrique: 5 - 300 ml
PIP	2 - 40 cm H ₂ O
Limitation de pression	4 - 45 cm H ₂ O
PEEP	0 - 25 cm H ₂ O

Caractéristiques Environnementales

Operation	Température Ambiante: 0°C to +40°C Humidité: 0% à 90% RH sans condensation
Transport et stockage	Température Ambiante: -20°C to +60°C Humidité: 0% à 90% RH sans condensation

Normes

EN ISO 13485:2016	EN 60601-1-8:2007/A11:2017
EN ISO 14971:2012	ISO 80601-2-12:2020
EN 60601-1:2006/A1:2013	MEDDEV 2.12-1 Rev. 8
EN 60601-1-2:2015	MEDDEV. 2.7.1 Rev. 4
EN 60601-1-6:2010	MEDDEV. 2.12-2 Rev. 2

Informations pour les commandes

U NITE PRINCIPALE	NO COMMANDE
MTTS Ventilateur Impala	VEN-10000
Circuit réutilisable - adulte	VEN-10030
Circuit à usage unique - adulte	VEN-10040
Filtre HME-HEPA à usage unique	VEN-10050
Filtre 3 en 1 à usage unique	VEN-10051
Connecteur droit pivotant à usage unique	VEN-10052
Masque en silicone - taille 3	VEN-10063
Masque en silicone - taille 4	VEN-10064
Masque en silicone - taille 5	VEN-10065
Tuyau d'oxygène avec connecteur DISS 1240	VEN-10070
Supporter	VEN-10080
Des poumons testé	VEN-10090

GARANTIE		
Garantie Standard	1 an	Sous réserve des conditions de garanties de MTTs

MTTS

MEDICAL TECHNOLOGY TRANSFER AND SERVICES Co., LTD
ISO 13485: 2016 Certified Company

Pour plus d'informations ou pour toutes commandes contactez-nous à:

@ info@mtts-asia.com

http://mtts-asia.com

+84 224 37 666 521

No 26, Lane 41 An Duong Vuong Street
Phu Thuong Ward, Tay Ho District
Hanoi, Vietnam

Distributeur: