



Consulter le Manuel d'Utilisation pour de plus amples informations:
<http://www.mtts-asia.com/impala-ventilator/>

ÉTAPE 1 - Retirez les composants de la boîte



x 1 Base



x 1 Support de bouteille d'oxygène



x 1 Supporter



x 1 Bras de soutien



x 1 Panier



x 1 Unité de contrôle Impala



x 1 Support d'appareil



x 3 Boulon M5x15 (Base)
x 2 Boulon M5x15 (Panier)
x 3 Boulon M5x10 (Appareil)
x 2 Boulon M10x30 (Oxygène)

ÉTAPE 2 - Fixez le support à la base



ÉTAPE 3 - Fixez le panier



ÉTAPE 4 - Fixez le support de l'appareil



ÉTAPE 5 - Fixez le support de bouteille d'oxy



ÉTAPE 6 - Fixez le bras de support



ÉTAPE 7 - Fixez l'unité de contrôle Impala



ÉTAPE 8 - Branchez et allumez



i Reportez-vous au manuel de l'utilisateur ou au guide de retraitement pour obtenir des instructions sur l'assemblage du circuit respiratoire.