

# LifeKit của **MTTS**

thành lập năm 2004




INNOVATIONS  
THAT SAVE LIVES




SCHWAB FOUNDATION FOR  
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

Giải thưởng Doanh nghiệp Xã Hội của năm 2017 do tổ chức Schwab trao tặng

## THIẾT KẾ TỐI ƯU



## LẮP RÁP CHUẨN XÁC



## QUY CHUẨN CHẤT LƯỢNG



## CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Thiết kế bởi đội ngũ chuyên gia quốc tế



Chúng tôi luôn nỗ lực giảm thiểu tỷ lệ tử vong và bệnh tật sơ sinh. Chúng tôi xây dựng mạng lưới rộng khắp các chuyên gia y tế hàng đầu tại Việt Nam và toàn cầu, những người luôn đóng góp vào quá trình phát triển thiết bị y tế của chúng tôi để đảm bảo tính ứng dụng của các sản phẩm này trong lĩnh vực chăm sóc sơ sinh ở tất cả các bối cảnh.

## Dolphin

CPAP

Phiên bản CPAP bong bóng thể mới là kết hợp giữa kỹ thuật chăm sóc đường thở và monitor kiểm soát các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân

- các phần đều có thể vệ sinh và tái sử dụng
- nguồn khí nén tự tạo
- tích hợp máy đo nồng độ bão hòa oxy máu của Masimo
- bộ trộn điện tử
- dễ sử dụng và bảo trì



## Firefly

phototherapy

Được trao giải thưởng thiết kế đèn chiếu vàng da 2 mặt mang lại hiệu quả điều trị tối ưu nhất cho bệnh lý vàng da sơ sinh

- chi phí vận hành thấp
- tuổi thọ cao – xấp xỉ 44.000 giờ sử dụng
- kích cỡ nhỏ gọn
- pin duy trì trong vòng 3h đồng hồ



## Colibri

phototherapy

Đèn chiếu vàng da sử dụng đèn LED ánh sáng xanh ở khoảng cách chiếu tối ưu, bề mặt chiếu sáng rộng nhất giúp rút ngắn thời gian điều trị bệnh lý vàng da

- chi phí vận hành thấp
- tuổi thọ cao – xấp xỉ 44.000 giờ sử dụng
- dễ dàng dùng kết hợp với giường sưởi sơ sinh và lồng ấp
- pin duy trì trong vòng 3h đồng hồ



## Wallaby

Warmer

Thiết bị sưởi ấm hiệu quả trong việc phòng và điều trị bệnh lý hạ thân nhiệt với hệ thống kiểm soát từ xa, sensor cảm biến nhiệt giúp đảm bảo an toàn trong việc quản lý thân nhiệt của trẻ

- giường nằm có thể điều chỉnh nghiêng (góc nghiêng khoảng 12 độ)
- máng sưởi có thể thay đổi vị trí (xoay ngang)
- tích hợp tấm chụp x-quang
- bóng LED chiếu sáng thuận tiện làm thủ thuật và màn hình cảm ứng LCD



## Beluga

resuscitator

Bộ hồi sức sơ sinh chữ T rất đơn giản và dễ sử dụng nên đặc biệt phù hợp với khoa sản và khoa cấp cứu của các bệnh viện

- Bộ trộn khí tích hợp
- Pin duy trì trong vòng 2h đồng hồ
- Di động và sử dụng được trong tư thế ngang hoặc dọc
- Màn hình cảm ứng dễ sử dụng



## Vật tư tiêu hao

Gọng mũi cho máy Dolphin

- 3 cỡ
- Không DEHP, không BPA, không Latex
- chất liệu chống gập, gãy




## Optima Iavo

Antimicrobial Hand Sanitizer

- Chai dung dịch 400ml
- Phụ kiện đi kèm







# MTTS CUNG CẤP GIẢI PHÁP Y TẾ TIÊN TIẾN

CHI PHÍ THẤP  
**CHO CHĂM SÓC**  
VÀ ĐIỀU TRỊ  
**SƠ SINH TÍCH CỰC.**

- 1,100,000 bệnh nhân
- 6,500 máy
- 45 quốc gia
- 600 bệnh viện

@ info@mtts-asia.com  
 www www.mtts-asia.com  
 024 3766 6521

📍 Số 26, Ngõ 41, An Dương Vương  
 phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ  
 Hà Nội, Việt Nam

Truyền thông:



Đối tác:

