




CE 2265

IMPALA


Ventilateur compact adapté aux ambulances et aux services de soins intensifs




Vue d'ensemble

- Portable
- Convient aux urgences ou aux services de soins intensifs
- Batterie intégrée - 4 heures de sauvegarde
- Mixeur intégré
- Surveillance FIO₂
- Écran tactile facile à utiliser
- Modes ACV, SIMV et CPAP
- PIP cible contrôlée et PEEP cohérent
- Aucune restriction de temps d'utilisation en raison de la limitation du réservoir de gaz

Circuits respiratoires réutilisables disponibles



Panneau de contrôle convivial



Dimensions et Poids (hors support)

Dimensions de l'unité	20 cm x 22 cm x 20 cm
Poids net	3 kg
Dimensions d'expédition (sans support)	30 cm x 25 cm x 30 cm
Dimensions d'expédition (avec support)	51 cm x 45 cm x 88 cm
Poids à l'expédition (avec support)	6 kg
Poids à l'expédition (sans support)	20 kg

Spécifications de performance

Caractéristiques Electrique	100 - 240 VAC, 50-60 Hz
Compresseur d'air intégré	Ventilateur
Concentration d'oxygène délivrée	21 - 100%
Batterie	Li-ion, 12V-6000mAh

Modes de ventilation	ACVCV, AC-PCV, SIMV-VC, SIMV-PV, VCV/ PS, PCV/PS, CPAP, BiPAP
Fréquence respiratoire	2 - 60 bpm
Temps d'inspiration	0.1 - 6 s
Volume courant	25 - 2,000 ml
PIP	0 - 60 cm H ₂ O
Limitation de pression	75 cm H ₂ O
PEEP	0 - 25 cm H ₂ O

Caractéristiques Environnementales

Operation	Température Ambiante: 5°C to 40°C Humidité: 0% à 95% RH sans condensation
Transport et stockage	Température Ambiante: 0°C to 50°C Humidité: 0% à 95% RH sans condensation

Normes

EN ISO 13485:2016	EN 60601-1-8:2007/A11:2017
EN ISO 14971:2012	ISO 80601-2-12:2020
EN 60601-1:2006/A1:2013	MEDDEV 2.12-1 Rev. 8
EN 60601-1-2:2015	MEDDEV. 2.7.1 Rev. 4
EN 60601-1-6:2010	MEDDEV. 2.12-2 Rev. 2

Informations pour les commandes

NO	NO COMMANDE
Unité de contrôle principale	VEN-10000
Circuit réutilisable - adulte	VEN-10030
Circuit jetable - adulte	VEN-10040
Valve d'expiration jetable	VEN-10050
Capteur de débit jetable	VEN-10051
Filtre jetable HME	VEN-10052
Support de cathéter jetable	VEN-10053
Masque en silicone - taille 3	VEN-10063
Masque en silicone - taille 4	VEN-10064
Masque en silicone - taille 5	VEN-10065
Tuyau d'oxygène	VEN-10070
Supporter	VEN-10080
Test des poumons	VEN-10090

GARANTIE

Garantie Standard	1 an	Sous réserve des conditions de garanties de MTTs
-------------------	------	--

MTTS

MEDICAL TECHNOLOGY TRANSFER AND SERVICES Co., LTD
ISO 13485: 2016 Certified Company

Pour plus d'informations ou pour toutes commandes contactez-nous à:

📧 info@mtts-asia.com

🌐 <http://mtts-asia.com>

☎ +84 224 37 666 521

📍 No 26, Lane 41 An Duong Vuong Street
Phu Thuong Ward, Tay Ho District
Hanoi, Vietnam

Distributeur: