

Beluga   
resuscitator

LifeKit by **MTTS**



CE 2265


# BELUGA

Un réanimateur facile à utiliser adapté aux urgences et aux unités d'accouchement



## Vue d'ensemble

- Portable
- Batterie de secours de 4 heures
- Mixeur intégré
- Surveillance de l'oxygène
- Écran tactile facile à utiliser
- PIP cible contrôlé et PEEP cohérent
- Aucune restriction de temps d'utilisation en raison de la limitation du réservoir de gaz
- Utilisable en position horizontale ou verticale



## Dimensions et Poids

Dimensions unité	20 cm x 22 cm x 20 cm
Dimensions pour expédition (boite)	30 cm x 30 cm x 40 cm
Poids net	2.5 kg
Poids d'expédition	4.0 kg

## Caractéristiques Techniques

Caractéristiques de puissance	100 - 240VAC, 47/63Hz
Précision du manomètre	± 1 cm H <sub>2</sub> O
Pression inspiratoire maximale (PIP)	5 - 45 cm H <sub>2</sub> O
Pression expiratoire positive (PEP)	1 - 20 cm H <sub>2</sub> O
Concentration d'oxygène délivrée	21 - 100%
Compresseur d'air intégré	Ventilateur
Batterie	Li-ion, 12V-4000mAh

## Spécifications environnementales

Operation	Température ambiante: 18°C - 35°C Humidité: 0% to 90% RH sans condensation
Transport et stockage	Température ambiante: 0°C - 50°C Humidité: 0% to 90% RH sans condensation

## Normes

EN 60601-1:2006/A1:2013  
EN 60601-1-2:2015

## Informations pour les commandes et le Service

U NITE PRINCIPALE	NO COMMANDE
Réanimateur de Beluga	RES-10000
Tube réutilisable	RES-10011
Vanne PEEP à usage unique avec pièce en T	RES-10012
Circuit en T à usage unique*	RES-10020
Masque en silicone - taille S (42 mm)	RES-10060
Masque en silicone - taille M (50 mm)	RES-10061
Masque en silicone - taille L (60 mm)	RES-10062
Tuyau d'oxygène avec connecteur DISS 1240	RES-10070
Sac	RES-10080
Câble d'alimentation - allume-cigare 12V*	COR-10006
*Optionnel	
GARANTIE	
Garantie Standard	1 an
	Sous réserve des conditions de garanties de MTTs

# MTTS

MEDICAL TECHNOLOGY TRANSFER AND SERVICES Co., LTD  
ISO 13485: 2016 Certified Company

Pour plus d'informations ou pour toutes commandes contactez-nous à:

@ info@mtts-asia.com

www http://mtts-asia.com

+84 24 37 666 521

No 26, Lane 41 An Duong Vuong Street  
Phu Thuong Ward, Tay Ho District  
Hanoi, Vietnam

Distributeur: