

Beluga   
resuscitator

LifeKit by **MTTS**



CE 2265

# BELUGA

Bộ hồi sức sơ sinh chữ T-Beluga dễ dàng sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp, NICU và di chuyển bệnh nhân




## I. Tổng quan

- Thiết bị nhỏ gọn và di động
- Pin tích hợp trong máy duy trì tối đa 4 tiếng với điều kiện sạc đầy
- Máy nén khí tích hợp
- Theo dõi oxy
- Màn hình cảm ứng kích thước 5 inch, dễ sử dụng
- PIP và PEEP được điều chỉnh ổn định chính xác
- Không phụ thuộc máy nén khí bên ngoài
- Sử dụng cho bệnh nhân nhi <10kg

## II. Màn hình hiển thị các thông số

- Áp lực cài đặt; áp lực thực tế
- Nồng độ FiO2 cài đặt; nồng độ FiO2 thực tế
- Nhịp thở cài đặt
- Mức pin
- Biểu đồ nhịp thở



Biểu đồ so sánh áp lực đường thở đỉnh và áp lực dương cuối kỳ thở ra giữa máy trợ thở hồi sức sơ sinh Beluga và bộ hồi sức bóp bóng

### Kích thước và Trọng lượng

Kích thước tổng	20 cm x 22 cm x 20 cm
Kích thước vận chuyển đóng hộp	30 cm x 30 cm x 40 cm
Trọng lượng thực	2.5 kg
Trọng lượng vận chuyển	4.0 kg

### Thông số kỹ thuật hoạt động

Đặc điểm về nguồn	100 -240V AC, 47/63 Hz
Độ chính xác của áp lực	+/- 1 cm H <sub>2</sub> O
Áp lực đường thở đỉnh	5 - 45 cm H <sub>2</sub> O
Áp lực dương cuối kỳ thở ra	1 - 20 cm H <sub>2</sub> O
Nồng độ ô xy điều chỉnh	21- 100%
Máy nén khí tích hợp	Quạt thổi
Pin	Li-ion, 11.1V- 6 pin-6000mAh

### Thông số về môi trường

Nhiệt độ môi trường	18°C - 35°C
Độ ẩm	0% - 90% RH
Vận chuyển và lưu kho	0°C - 50°C
Độ ẩm	0% - 90% RH

### Tiêu chuẩn

ISO 13485:2016  
EN ISO 14971:2012  
EN 60601-1:2006/A1:2013  
EN 60601-1-2:2015  
EN 60601-1-6:2010  
EN 60601-1-8:2007/A11:2017  
MEDDEV 2.12-1 Rev. 8  
MEDDEV. 2.7.1 Rev. 4  
MEDDEV. 2.12-2 Rev. 2

Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế tại Việt Nam của Bộ Y tế  
Bản kết quả phân loại trang thiết bị y tế

### Thông tin đặt hàng và dịch vụ

CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN	MÃ SỐ	SỐ LƯỢNG
THIẾT BỊ CHÍNH		
MÁY TRỢ THỞ HỒI SỨC SƠ SINH	RES-10000	01
PHỤ TÙNG		
Dây Silicon dùng nhiều lần	RES-10011	02
Van Peep và đầu chữ T dùng một lần	RES-10012	02
Mặt nạ silicon size S (42mm)	RES-10060	01
Mặt nạ silicon size M (50mm)	RES-10061	01
Mặt nạ silicon size L (60mm)	RES-10062	01
Dây kết nối Oxy	RES-10070	01
Túi đựng Beluga	RES-10080	01

**BẢO HÀNH**  
Bảo hành tiêu chuẩn 1 năm theo chính sách của MTTs

**MTTS**

CÔNG TY TNHH CHUYÊN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ

Thông tin chi tiết và cách đặt hàng, xem tại:

[info@mtts-asia.com](mailto:info@mtts-asia.com)

<http://mtts-asia.com>

☎ 024 37 666 521  
091 438 9990

📍 Số 26 ngõ 41 Đường An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Nhà phân phối: