


Koala[®]
infant bed


LifeKit by **MTTS**



CE

LIT DE BÉBÉ KOALA

Un lit sûr et confortable pour les patients néonataux et pédiatriques.



Vue d'ensemble

- convient aux nouveau-nés et aux patients pédiatriques
- compatible avec la photothérapie aérienne MTTs
- structure rigide en acier
- matériaux biocompatibles
- sûr et confortable

1. Berceau


- polycarbonate transparent pour une observation facile du patient
- panneaux latéraux amovibles
- prise en main confortable autour de la jante
- surface lisse pour un essuyage rapide

2. Le matelas

- tissu imperméable
- matériau biocompatible

3. Poteau IV

- hauteur réglable
- acier inoxydable



Dimensions and Poids

Dimensions de l'unité	94.5 cm x 55 cm x 110 cm
Dimensions de la boîte	40 cm x 90 cm x 65 cm
Unité de poids	44.0 kg
Poids d'expédition	55.0 kg
Dimensions du matelas	54 cm x 64 cm x 3 cm
Dimensions du lit extérieur	59 cm x 70 cm x 21 cm
Hauteur du lit	75 cm

Information pour les commandes et le Service

UNITÉ PRINCIPALE	NO COMMANDE	
Lit bébé	IBD-4000	Unité principale
ACCESSOIRES	NO COMMANDE	
Le matelas	WLB-1020	
Roue	IBD-4010	
Panneau latéral (L)	IBD-4021	
Panneau latéral (S)	IBD-4022	
Plateau à rayons X	IBD-4030	
Poteau IV	IBD-4040	
GARANTIE		
Garantie Standard	1 an	Sous réserve des conditions de garanties de MTTs

MTTS

MEDICAL TECHNOLOGY TRANSFER AND SERVICES Co., LTD
ISO 13485: 2016 Certified Company

Pour plus d'informations ou pour passer une commande, veuillez nous contacter à l'adresse suivante :

@ info@mtts-asia.com

www http://mtts-asia.com

+84 24 37 666 521

No 26, Lane 41 An Duong Vuong Street
Phu Thuong Ward, Tay Ho District
Hanoi, Vietnam

Distributeur: