

Koala<sup>®</sup>  
infant bed

LifeKit by **MTTS**



CE

# КРОВАТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ KOALA

Безопасная и удобная **кровать** для **новорожденных и детей**.



## Обычно

- подходит для новорожденных и пациентов детского возраста
- совместим с фототерапией над головой MTTs
- жесткая стальная конструкция
- биосовместимые материалы
- безопасно и комфортно

### 1. Люлька

- прозрачный поликарбонат для удобного наблюдения за пациентом
- съемные боковые панели
- удобная ручка на ободке
- гладкая поверхность для быстрого протирания

### 2. Матрас

- непромокаемая ткань
- биосовместимый материал

### 3. IV полюс

- регулируемая высота
- нержавеющая сталь



## Габаритные размеры и вес

Габаритные размеры агрегата	94.5 cm x 55 cm x 110 cm
Размеры коробки	40 cm x 90 cm x 65 cm
Единица измерения	44.0 kg
Вес с упаковкой	55.0 kg
Размеры матраса	54 cm x 64 cm x 3 cm
Размеры внешней кровати	59 cm x 70 cm x 21 cm
Высота кровати	75 cm

## Информация для заказа и обслуживания

ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ	ПУНКТ ЗАКАЗА №	
Детская кровать	IBD-4000	Основной модуль
АКСЕССУАРЫ	ПУНКТ ЗАКАЗА №	
Матрас	WLB-1020	
Колесо	IBD-4010	
Боковая панель (L)	IBD-4021	
Боковая панель (S)	IBD-4022	
Рентгеновский лоток	IBD-4030	
IV полюс	IBD-4040	

### WARRANTY

Гарантия	1 год	В соответствии с политикой MTTs
----------	-------	---------------------------------

# MTTS

MEDICAL TECHNOLOGY TRANSFER AND SERVICES Co., LTD  
ISO 13485: 2016 Certified Company

Для получения дополнительной информации или для оформления заказа свяжитесь с нами по адресу:

@ info@mtts-asia.com

www http://mtts-asia.com

+84 24 37 666 521

No 26, Lane 41 An Duong Vuong Street  
Phu Thuong Ward, Tay Ho District  
Hanoi, Vietnam

Распределитель: