

Beluga 
resuscitator

LifeKit by **MTTS**



CE 2265


BELUGA

Un reanimador con pieza en T fácil de usar adecuado para emergencias y unidades de parto



General

- Portátil
- Batería de respaldo de 4 horas
- Batidora integrada
- Monitoreo de oxígeno
- Pantalla táctil fácil de usar
- PIP objetivo controlado y PEEP constante
- Sin restricción de tiempo de uso debido a la limitación del tanque de gasolina
- Utilizable en posición horizontal o vertical



Dimensiones y peso

Dimensiones de la unidad	20 cm x 22 cm x 20 cm
Dimensiones de envío (en caja)	30 cm x 30 cm x 40 cm
Peso neto	2.5 kg
Peso de envío	4.0 kg

Especificaciones eléctricas

Características de potencia	100 - 240VAC, 47/63Hz
Precisión del manómetro	± 1 cm H ₂ O
Presión inspiratoria máxima (PIP)	5 - 45 cm H ₂ O
Presión espiratoria final positiva (PEEP)	1 - 20 cm H ₂ O
Concentración de oxígeno suministrado	21 - 100%
Compresor de aire integrado	Blower
Batería	Li-ion, 12V-4000mAh

Especificaciones ambientales

Operando	Temperatura ambiente: 18°C - 35°C Humedad: 0% a 90%
Transporte y almacenamiento	Temperatura ambiente: 0°C - 50°C Humedad: 0% a 90%

Requerimientos

EN 60601-1:2006/A1:2013
EN 60601-1-2:2015

Información para peticiones y servicios

UNIDAD PRINCIPAL	Nº ARTÍCULO
Resucitador MTTs Beluga	RES-10000
Tubo reutilizable	RES-10011
Válvula PEEP de un solo uso con pieza en T	RES-10012
Circuito de pieza en T de un solo uso *	RES-10020
Máscara de silicona - tamaño S (42 mm)	RES-10060
Máscara de silicona - tamaño M (50 mm)	RES-10061
Máscara de silicona - tamaño L (60 mm)	RES-10062
Manguera de oxígeno	RES-10070
Bolsa de brazo	RES-10080
Cable de alimentación: encendedor de coche de 12 V *	COR-10006
*Opcional	

GARANTÍA

Garantía estándar	1 año	Sujeto a política MTTs
-------------------	-------	------------------------

MTTS

MEDICAL TECHNOLOGY TRANSFER AND SERVICES Co., LTD
ISO 13485: 2016 Certified Company

Para más información o para hacer un pedido contacte con nosotros en:

@ info@mtts-asia.com

www http://mtts-asia.com

+84 24 37 666 521

No 26, Lane 41 An Duong Vuong Street
Phu Thuong Ward, Tay Ho District
Hanoi, Vietnam

Distribuidor: