


Koala[®]
infant bed

LifeKit by **MTTS**



CE

CAMA INFANTIL KOALA

Una **cama** cómoda y segura para **pacientes neonatales y pediátricos**.



General

- apta para recién nacidos y pacientes pediátricos
- compatible con fototerapia aérea MTTS
- estructura rígida de acero
- materiales biocompatibles
- segura y cómoda

1. Moisés


- policarbonato transparente para una fácil observación del paciente
- paneles laterales extraíbles
- agarre cómodo alrededor del borde
- superficie lisa para una limpieza rápida

2. Colchón

- tejido impermeable
- material biocompatible

3. Polo IV

- altura ajustable
- acero inoxidable



Dimensiones y peso

Dimensiones de la unidad	96.2 cm x 59 cm x 98.5 cm
Dimensiones de la caja	40 cm x 90 cm x 65 cm
Unidad de peso	44.0 kg
Peso de envío	55.0 kg
Dimensiones del colchón	54 cm x 64 cm x 3 cm
Dimensiones de la cama exterior	59 cm x 70 cm x 21 cm
Altura de la cama	75 cm

Solicitud de información y servicios

UNIDAD PRINCIPAL	Nº ARTÍCULO	
Cama infantil	IBD-4000	Unidad principal
ACCESORIOS	Nº ARTÍCULO	
Colchón	WLB-1020	
Rueda	IBD-4010	
Panel lateral (L)	IBD-4021	
Panel lateral (S)	IBD-4022	
Bandeja de rayos X	IBD-4030	
Polo IV	IBD-4040	
GARANTÍA		
Garantía estándar	1 año	Sujeto a Política de Garantía MTTS

MTTS

MEDICAL TECHNOLOGY TRANSFER AND SERVICES Co., LTD
ISO 13485: 2016 Certified Company

Para obtener más información o realizar un pedido,
comuníquese con nosotros a:

@ info@mtts-asia.com

www http://mtts-asia.com

+84 24 37 666 521

No 26, Lane 41 An Duong Vuong Street
Phu Thuong Ward, Tay Ho District
Hanoi, Vietnam

Distribuidor: