


Koala[®]
infant bed


LifeKit by **MTTS**



CE

КРОВАТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ KOALA

Безопасная и удобная **кровать** для **новорожденных и детей**.



Обычно

- подходит для новорожденных и пациентов детского возраста
- совместим с фототерапией над головой MTTs
- жесткая стальная конструкция
- биосовместимые материалы
- безопасно и комфортно

1. Люлька


- прозрачный поликарбонат для удобного наблюдения за пациентом
- съемные боковые панели
- удобная ручка на ободке
- гладкая поверхность для быстрого протирания

2. Матрас

- непромокаемая ткань
- биосовместимый материал

3. IV полюс

- регулируемая высота
- нержавеющая сталь



Габаритные размеры и вес

Габаритные размеры агрегата	96.2 cm x 59 cm x 98.5 cm
Размеры коробки	40 cm x 90 cm x 65 cm
Единица измерения	44.0 kg
Вес с упаковкой	55.0 kg
Размеры матраса	54 cm x 64 cm x 3 cm
Размеры внешней кровати	59 cm x 70 cm x 21 cm
Высота кровати	75 cm

Информация для заказа и обслуживания

ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ	ПУНКТ ЗАКАЗА №	
Детская кровать	IBD-4000	Основной модуль
АКСЕССУАРЫ	ПУНКТ ЗАКАЗА №	
Матрас	WLB-1020	
Колесо	IBD-4010	
Боковая панель (L)	IBD-4021	
Боковая панель (S)	IBD-4022	
Рентгеновский лоток	IBD-4030	
IV полюс	IBD-4040	

WARRANTY

Гарантия	1 год	В соответствии с политикой MTTs
----------	-------	---------------------------------

MTTS

MEDICAL TECHNOLOGY TRANSFER AND SERVICES Co., LTD
ISO 13485: 2016 Certified Company

Для получения дополнительной информации или для оформления заказа свяжитесь с нами по адресу:

@ info@mtts-asia.com

www http://mtts-asia.com

+84 24 37 666 521

No 26, Lane 41 An Duong Vuong Street
Phu Thuong Ward, Tay Ho District
Hanoi, Vietnam

Распределитель: