


Koala[®]
infant bed


LifeKit by **MTTS**



CE

KOALA INFANT BED

Giường dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhi



Tổng quan

- Thích hợp cho bệnh nhân nhi và trẻ sơ sinh
- Tương thích với đèn chiếu vàng da của MTTS
- Chất liệu thép sơn tĩnh điện, mica, nhôm hợp kim

1. Giường

- Thành giường chất liệu mica trong để quan sát bệnh nhân
- Các tấm mica thành giường được bo góc và dễ dàng tháo lắp khi cần
- Bề mặt giường và thành giường nhẵn để lau chùi vệ sinh

2. Đệm

- Chất liệu không thấm nước
- Vỏ bọc ngoài: vải Simili giả da, không mùi phù hợp trong y tế

3. Thân

- Chất liệu thép sơn tĩnh điện, nhựa
- Nhỏ gọn, thiết kế thông minh, có thể thay đổi góc nghiêng 12 độ

4. Đế


- Đế thép dập khuôn, sơn tĩnh điện chắc chắn
- Bánh xe xoay 360 độ có khóa chống trượt

5. Khay

- Khay để đồ chất liệu thép sơn tĩnh điện dễ dàng vệ sinh

6. Cột truyền

- Cột truyền chất liệu INOX có thể điều chỉnh độ cao



Kích thước và cân nặng

Kích thước toàn bộ hệ thống	96.2 cm x 59 cm x 98.5 cm
Kích thước đóng thùng	40 cm x 90 cm x 65 cm
Trọng lượng thực	44 kg
Trọng lượng vận chuyển	55 kg
Kích thước đệm	54 cm x 64 cm x 3 cm
Kích thước nôi	54 cm x 64.5 cm x 15 cm
Kích thước tổng của nôi	59 cm x 70 cm x 21 cm
Kích thước khay để đồ	34.5 cm x 24.5 cm x 1.5 cm
Chiều cao cọc truyền	75 cm

Thông tin đặt hàng và dịch vụ

HỆ THỐNG CHÍNH	MÃ SỐ	SỐ LƯỢNG
Giường sưởi	IBD-4000	01
PHỤ TÙNG	MÃ SỐ	
Đệm	WLB-1020	01
Bánh xe	IBD-4010	04
Mica thành giường (dài)	IBD-4021	02
Mica thành giường (ngắn)	IBD-4022	02
Khay đựng phim X-quang	IBD-4030	01
Cột truyền	IBD-4040	01
Khay để dụng cụ	IBD-4050	01

BẢO HÀNH
Bảo hành tiêu chuẩn 1 năm theo chính sách của MTTS

CHỨNG NHẬN NHÀ SẢN XUẤT
ISO 13485:2016
Bản kết quả phân loại trang thiết bị y tế



CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ
Được chứng nhận ISO 13485: 2016

@ info@mtts-asia.com <http://mtts-asia.com>

+84 24 37 666 521 Số 26, ngõ 41 đường An Dương Vương
Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ
Hà Nội, Việt Nam

Nhà phân phối: