


otter 

LifeKit by *MTTS*



CE 2265

OTTER

Проводящий обогреватель для **новорожденных**

Обычно

- 100% многоразовый и очищаемый
- легкий и портативный
- энергоэффективный
- до 8 часов автономной работы

Система контроля температуры


- автоматический контроль температуры поверхности
- дополнительный датчик для контроля температуры кожи

Дисплеи/Индикаторы

- яркий ЖК-дисплей для контроля температуры пациента, время лечения, общее время использования, уровень мс
- ЖК-дисплей с диагностической и поисковой информации
- счетчик общего времени работы системы (срок службы)
- оценщик состояния батареи

Безопасность

- Неисправность нагревательного элемента
- Неисправность датчика
- Неисправность питания



Габаритные размеры и вес

Габариты устройства	68 см x 36 см x 19 см
Размеры в упаковке (в коробке)	70 см x 43 см x 25 см
Вес нетто (без батарей)	3 кг
Вес нетто (с батареями)	5 кг
Вес при доставке	10 кг
Максимальная загрузка	5 кг

Технические характеристики

Номинальная мощность нагревательного элемента	50 Вт
Эффективная площадь поверхности	48 см x 18 см
Контроль температуры поверхности	диапазон 35 °C - 40 °C с шагом 0,5 °C
	равномерность < 1 °C
	точность ±1 °C
Температура поверхности	диапазон измерения 15 °C - 42 °C
	точность 0,5 °C
	разрешение 0,1 °C
Температура кожи	диапазон измерения 10 °C - 50 °C
	точность 0,3 °C (в диапазоне 30 °C - 40 °C)
	разрешение 0,1 °C

Электрические характеристики

Источник питания (внешний)	150 Вт, 100-240 В переменного тока, 47-63 Гц, Защита от короткого замыкания
Энергопотребление	Классы защиты: Класс I Безопасность: IEC 60601-1
Батарея (внутренняя)	120 Вт максимум Li-ion

Стандарты

EN ISO 13485:2016+A11:2021	EN ISO 15223-1:2021
EN ISO 14971:2019+A11:2021	EN ISO 20417:2021
ISO TR 24971:2020	EN ISO 10993-1:2020
EN 60601-1-2:2015+A1:2021	MEDDEV. 2.7.1 Rev.4
EN 60601-1-6:2010+A1+A2:2021	MEDDEV. 2.12-1 Rev. 8
EN 60601-1-8-2007+A1+A11+A2:2021	MEDDEV. 2.12-2 Rev.2
EN 60601-1:2006+A1+A12+A2:2021/AC:2023	ROHS 2015/863/EU
EN IEC 60601-2-35:2021	WEEE 2012/19/EU

Информация о заказе и обслуживании

ОСНОВНОЙ БЛОК	МОДЕЛЬ	ПУНКТ ЗАКАЗА №
Подогреватель Otter	Otter	OTT-1000
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АРТИКЛЫ		ПУНКТ ЗАКАЗА №
Датчик кожи - лента		ID 1290
Липкая лента для датчика кожи (100)		ID 1315
Клипсу для датчика кожи		ID 2130
Шнуры питания:		
- ЕС		ID 551
- США/Вирджиния		ID 552
- Великобритания		ID 553
- Австралия		ID 1313
ГАРАНТИЯ		
Гарантия	1 год	В соответствии с политикой MTTS



MEDICAL TECHNOLOGY TRANSFER AND SERVICES Co., LTD
ISO 13485: 2016 Certified Company

@ info@mtts-asia.com

www http://mtts-asia.com

+84 24 37 666 521

No 26, Lane 41 An Duong Vuong Street
Phu Thuong Ward, Tay Ho District
Hanoi, Vietnam

Распределитель: