

Wallaby   
warmer

LifeKit by **MTTS**



CE 2265

# WALLABY

Un dispositivo eficiente y cómodo para **prevenir y tratar la hipotermia.**



## General

- TEMPERATURA REMOTA y detección de objetos providina
- protección total del paciente contra el sobrecalentamiento si la piel estándar el sensor está desconectado o defectuoso
- Cama de ángulo ajustado (hasta 12 grados)
- Unidad superior ajustable y bandeja para procedimientos de rayos X

### 1. Sistema de control de temperatura

- Automático (servocontrolado)
- Manual
- Precalentamiento

### 2. Pantallas / Indicadores

- Pantalla LCD brillante para controlar la temperatura del paciente, tratamiento tiempo, tiempo de uso total, nivel de potencia del calentador y conexión del sensor
- Construido en el temporizador de puntuación APGAR
- Pantalla LCD con información de diagnóstico y solución de problemas.
- contador de tiempo total del sistema (vida útil)

### 3. Seguridad

- Fallo del elemento calentador
- Fallo del sensor
- Fallo de alimentación
- Sensor apagado del paciente

### 4. Artículos opcionales

- Polo IV
- Estante de almacenamiento
- Cajón de almacenamiento
- Portacilindros



## Dimensiones y peso

Dimensiones de la unidad	110 cm x 78 cm x 174 cm
Dimensiones de envío (en caja)	38 cm x 82 cm x 122 cm
Peso neto	64 kg
Peso de envío	78 kg

## Especificaciones de rendimiento

Solicitud	Tratamiento de pacientes neonatales y pediátricos para prevenir la hipotermia
Elemento calentador	Tipo: radiante Potencia: 650 W
Lámpara de procedimiento	Tipo: LED Potencia: 3 W

## Temperatura

Rango de temperatura	34.0°C - 37.5°C in 0.1°C
Medición de temperatura	10.0°C - 50.0°C in 0.1°C
Temperatura ambiente	18.0°C - 35.0°C

## Pantallas / Indicadores

Temperatura establecida	Tiempo de uso total
Temperatura del paciente	Nivel de potencia del calentador
Alarma de temperatura	Sensor conectado
Tiempo de tratamiento	Indicador de encendido
Temporizador de puntuación APGAR	

## Características adicionales

- Unidad superior ajustable para procedimientos de rayos X
- Bandeja para películas de rayos X
- Ángulo de cama ajustable (hasta 12 grados)
- Estante para equipos de monitoreo

## Requisitos

Requerimientos de energía	220-240VAC, 47/63Hz
Requerimientos de la agencia	ISO 13485: 2016 EN 60601-1:2006/AC2010 EN 60601-1-2:2007/AC2010 EN 60601-6:2010 IEC 60601-2-21: 2003

## Información para pedidos y servicio

UNIDAD PRINCIPAL	Nº ARTÍCULO	
Warmer Unit	WLB-1000	Unidad principal
ARTÍCULOS OPCIONALES	Nº ARTÍCULO	
Sensor de piel - cinta	WLB-1011	
Cinta adhesiva para sensor de piel (100)	WLB-1013	
Colchón	WLB-1020	
Polo IV	WLB-1030	
Estante de almacenamiento	WLB-1040	
Cajón de almacenamiento	WLB-1050	
Portacilindros	WLB-1060	
Capó del bebé	WLB-1070	
Titular de documentos	WLB-1080	

## GARANTÍA

Garantía estándar	1 año	Sujeto a Política de Garantía MTTs
-------------------	-------	------------------------------------

# MTTS

MEDICAL TECHNOLOGY TRANSFER AND SERVICES Co., LTD  
ISO 13485: 2016 Empresa certificada

@ info@mtts-asia.com

www http://mtts-asia.com

+84 243 766 6521

No 26, Lane 41 An Duong Vuong Street  
Phu Thuong Ward, Tay Ho District  
Hanoi, Vietnam

Distribuidor: