

Wallaby<sup>™</sup>  
warmer

LifeKit by **MTTS**



CE 2265

# WALLABY

Un appareil efficace et confortable pour **prévenir et traiter l'hypothermie.**



## Vue d'ensemble

- TEMPÉRATURE À DISTANCE et détection d'objets
- protection totale du patient contre la surchauffe si peau standard le capteur est déconnecté ou défectueux
- lit à angle ajusté (jusqu'à 12 degrés)
- Unité suspendue réglable et plateau pour les procédures de radiographie

### 1. Système de contrôle de la température

- Automatique (asservi)
- Manuel
- Préchauffage

### 2. Affichages / Indicateurs

- écran LCD lumineux pour surveiller la température du patient, traitement
- temps, temps d'utilisation total, niveau de puissance de chauffage et connexion du capteur
- minuteur de score APGAR intégré
- Affichage LCD avec informations de diagnostic et de dépannage
- compteur de temps système total (durée de vie)

### 3. Sécurité

- défaillance de l'élément chauffant
- défaillance du capteur
- Panne électrique
- Capteur du patient

### 4. Articles optionnels

- Poteau IV
- Étagère de rangement
- tiroir de rangement
- Porte bouteilles



## Dimensions et Poids

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Dimensions unité                   | 110 cm x 78 cm x 174 cm |
| Dimensions pour expédition (boîte) | 38 cm x 122 cm x 82 cm  |
| Poids net                          | 64 kg                   |
| Poids d'expédition                 | 78 kg                   |

## Spécifications de performance

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Application        | Traitement des patients néonataux et pédiatriques pour prévenir l'hypothermie |
| Élément chauffant  | Type: Radiant<br>Puissance: 650W                                              |
| Lampe de procédure | Type: LED<br>Puissance: 3W                                                    |

## Temperature

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Écart de température  | 34.0°C - 37.5°C in 0.1°C |
| Mesure de température | 10.0°C - 50.0°C in 0.1°C |
| Température ambiante: | 18.0°C - 35.0°C          |

## Affichages / Indicateurs

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Régler la température  | Durée totale d'utilisation       |
| Température du patient | Niveau de puissance de chauffage |
| Alarme de température  | Capteur connecté                 |
| Temps de traitement    | Indicateur de puissance          |
| APGAR chronomètre      |                                  |

## Fonctionnalités supplémentaires

Unité suspendue réglable pour les procédures de radiographie  
Plateau pour films radiographiques  
Angle de lit réglable (jusqu'à 12 degrés)  
Tablette pour équipement de surveillance

## Exigences

|                        |                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exigences de puissance | 220-240VAC, 47/63Hz                                                                                              |
| Exigences de l'agence  | ISO 13485: 2016<br>EN 60601-1:2006/AC2010<br>EN 60601-1-2:2007/AC2010<br>EN 60601-6:2010<br>IEC 60601-2-21: 2003 |

## Informations pour les commandes et le Service

|                                          |             |                  |
|------------------------------------------|-------------|------------------|
| UNITÉ PRINCIPALE                         | NO COMMANDE |                  |
| Warmer Unit                              | WLB-1000    | Unité Principale |
| ARTICLES OPTIONNELS                      | NO COMMANDE |                  |
| Capteur de peau                          | WLB-1011    |                  |
| Ruban adhésif pour capteur de peau (100) | WLB-1013    |                  |
| Matelas                                  | WLB-1020    |                  |
| IV Pole                                  | WLB-1030    |                  |
| Étagère de rangement                     | WLB-1040    |                  |
| Tiroir de rangement                      | WLB-1050    |                  |
| Porte-bouteilles                         | WLB-1060    |                  |
| Bonnet Bébé                              | WLB-1070    |                  |
| Porte-documents                          | WLB-1080    |                  |

## GARANTIE

|                   |      |                                                  |
|-------------------|------|--------------------------------------------------|
| Garantie Standard | 1 an | Sous réserve des conditions de garanties de MTTs |
|-------------------|------|--------------------------------------------------|



MEDICAL TECHNOLOGY TRANSFER AND SERVICES Co., LTD  
ISO 13485: 2016 Certified Company

@ info@mtts-asia.com

www http://mtts-asia.com

+84 243 766 6521

No 26, Lane 41 An Duong Vuong  
Phu Thuong, Tay Ho  
Hanoi, Vietnam

Distributeur: