

Wallaby[™]
warmer

LifeKit by **MTTS**



CE 2265

WALLABY

Эффективное и удобное устройство для профилактики и лечения переохлаждения.



Обычно

- УДАЛЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА и обнаружение объектов, обеспечивающие полную защиту пациента от перегрева, если стандартный датчик кожи отключен или неисправен
- Станина с регулируемым углом наклона (до 12 градусов)
- Регулируемый верхний блок и лоток для рентгеновских процедур

1. Система контроля температуры

- Автоматический (сервоуправление)
- Руководство по эксплуатации
- Предварительно нагреть

2. Дисплеи / индикаторы

- Яркий ЖК-дисплей для контроля температуры пациента, времени лечения, общего времени использования, уровня мощности нагревателя и подключения датчика
- Встроенный таймер счета APGAR
- ЖК-дисплей с диагностической информацией и информацией по поиску и устранению неисправностей
- Счетчик общего системного времени (срок службы)

3. Безопасность – Сигнализация

- Неисправность нагревательного элемента
- Неисправность датчика
- Сбой питания
- Датчик выключения пациента

4. Дополнительные элементы

- IV полюс
- Полка для хранения
- Ящик для хранения
- Держатель баллонов



Габаритные размеры и вес

Габаритные размеры агрегата	110 см x 78 см x 174 см
Транспортные (в штучной упаковке) габариты	38 см x 122 см x 82 см
Нетто	64 кг
Вес с упаковкой	78 кг

Технические характеристики

Приложение	Лечение новорожденных и детей с целью предотвращения переохлаждения
Нагревательный элемент	Тип: Сияющий Мощность: 650 Вт
Лампа процедуры	Тип: ВЕЛ Мощность: 3 Вт

Температура

Диапазон температур пациента	34,0 °C - 37,5 °C с шагом 0,1 °C
Измерение температуры	10,0 °C - 50,0 °C с шагом 0,1 °C
Operating Temperature	18,0 °C - 35,0 °C

Дисплеи / индикаторы

Установить температуру	Общее время использования
Температура пациента	Уровень мощности нагревателя
Температурная сигнализация	Датчик подключен
Время лечения	Индикатор мощности
Счетчик очков APGAR	

Дополнительные особенности

- Регулируемый потолочный блок для рентгеновских процедур
- Лоток для рентгеновских пленок
- Регулируемый угол наклона кровати (до 12 градусов)
- Полка для оборудования мониторинга

Стандарты

Электрические параметры	220-240 В переменного тока, 47/63 Гц
Стандарты	ISO 13485: 2016 EN 60601-1:2006/AC2010 EN 60601-1-2:2007/AC2010 EN 60601-6:2010 IEC 60601-2-21: 2003

Информация для заказа и обслуживания

ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ	ПУНКТ ЗАКАЗА №	
Подогреватель Wallaby	WLB-1000	Основной модуль
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АРТИКЛЫ	ПУНКТ ЗАКАЗА №	
Датчик кожи	WLB-1011	
Липкая лента для датчика кожи	WLB-1013	
Кровать Матрас	WLB-1020	
IV полюс	WLB-1030	
Полка для хранения	WLB-1040	
Ящик для хранения	WLB-1050	
Держатель цилиндров	WLB-1060	
Детский чепчик	WLB-1070	
Держатель документов	WLB-1080	

ГАРАНТИЯ

Гарантия	1 год	В соответствии с политикой MTTS
----------	-------	---------------------------------



MEDICAL TECHNOLOGY TRANSFER AND SERVICES Co., LTD
ISO 13485: 2016 Certified Company

@ info@mtts-asia.com

www http://mtts-asia.com

+84 243 766 6521

No 26, Lane 41 An Duong Vuong Street
Phu Thuong Ward, Tay Ho District
Hanoi, Vietnam

Распределитель: