


otter 

LifeKit by *MTTS*



CE 2265

OTTER

Проводящий обогреватель для **новорожденных**

Обычно

- 100% многоразовый и очищаемый
- легкий и портативный
- энергоэффективный
- до 8 часов автономной работы

Система контроля температуры


- автоматический контроль температуры поверхности
- дополнительный датчик для контроля температуры кожи

Дисплеи/Индикаторы

- яркий ЖК-дисплей для контроля температуры пациента, время лечения, общее время использования, уровень мс
- ЖК-дисплей с диагностической и поисковой информации
- счетчик общего времени работы системы (срок службы)
- оценщик состояния батареи

Безопасность

- Неисправность нагревательного элемента
- Неисправность датчика
- Неисправность питания



Габаритные размеры и вес

Габариты устройства	68 см x 36 см x 19 см
Размеры в упаковке (в коробке)	70 см x 43 см x 25 см
Вес нетто (без батарей)	3 кг
Вес нетто (с батареями)	5 кг
Вес при доставке	10 кг
Максимальная загрузка	5 кг

Технические характеристики

Номинальная мощность нагревательного элемента	50 Вт	
Эффективная площадь поверхности	48 см x 18 см	
Контроль температуры поверхности	диапазон	35 °C - 40 °C с шагом 0,5 °C
	равномерность	< 1 °C
	точность	±1 °C
Температура поверхности	диапазон измерения	15 °C - 42 °C
	точность	0,5 °C
	разрешение	0,1 °C
Температура кожи	диапазон измерения	10 °C - 50 °C
	точность	0,3 °C (в диапазоне 30 °C - 40 °C)
	разрешение	0,1 °C

Электрические характеристики

Источник питания (внешний)	150 Вт, 100-240 В переменного тока, 47-63 Гц, Защита от короткого замыкания
Энергопотребление	Классы защиты: Класс I Безопасность: IEC 60601-1
Батарея (внутренняя)	120 Вт максимум Li-ion

Стандарты

EN ISO 13485:2016+A11:2021	EN ISO 15223-1:2021
EN ISO 14971:2019+A11:2021	EN ISO 20417:2021
ISO TR 24971:2020	EN ISO 10993-1:2020
EN 60601-1-2:2015+A1:2021	MEDDEV. 2.7.1 Rev.4
EN 60601-1-6:2010+A1+A2:2021	MEDDEV. 2.12-1 Rev. 8
EN 60601-1-8-2007+A1+A11+A2:2021	MEDDEV. 2.12-2 Rev.2
EN 60601-1-2:2006+A1+A12+A2:2021/AC:2023	ROHS 2015/863/EU
EN IEC 60601-2-35:2021	WEEE 2012/19/EU

Информация о заказе и обслуживании

ОСНОВНОЙ БЛОК	МОДЕЛЬ	ПУНКТ ЗАКАЗА №
Подогреватель Otter	Otter	ОТТ-1000

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АРТИКЛЫ	ПУНКТ ЗАКАЗА №
Датчик кожи	ID 1290
Липкая лента для датчика кожи (100)	ID 1315
Клипсу для датчика кожи	ID 2130
Аккумуляторная батарея (3000 мАч)	ID 1185
Медицинский источник питания (150 Вт)	ID 2129
Шнуры питания:	
- ЕС	ID 551
- США/Вирджиния	ID 552
- Великобритания	ID 553
- Австралия	ID 1313

ГАРАНТИЯ		
Гарантия	1 год	В соответствии с политикой MTTTS



MEDICAL TECHNOLOGY TRANSFER AND SERVICES Co., LTD
ISO 13485: 2016 Certified Company

@ info@mtts-asia.com

www http://mtts-asia.com

+84 24 37 666 521

No 26, Lane 41 An Duong Vuong Street
Phu Thuong Ward, Tay Ho District
Hanoi, Vietnam

Распределитель: